





# SCHNELLSTART FOODSensor IgG

FOODSensor

Test auf Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten (IgG 1, 2, 3, 4, Verzögerter Typ)

**1** **Patienteninformationen anfordern** und für den Patienten **bereitlegen**

**2** **Test anwenden u.a. bei folgenden Symptomen:**

			
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Durchfälle</li><li>▶ Reizdarm</li><li>▶ Magenschmerzen</li><li>▶ Blähungen</li><li>▶ Völlegefühl</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Chronischer Kopfschmerz</li><li>▶ Migräne</li><li>▶ Aufmerksamkeitsprobleme (ADHS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Neurodermitis</li><li>▶ Schuppenflechte</li><li>▶ Hautekzeme</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Gewichtsprobleme (Abnehmen, Zunehmen)</li></ul>

**3** **Durchführung**

**Ausschlusskriterium:** Hohes Fieber, bei Cortisonbehandlung und Interferontherapie bitte Rücksprache



<b>Testvariante wählen</b>	Wählen Sie aus verschiedenen Paketen bis zu 280 Nahrungsmittel in unterschiedlichen Varianten.
<b>Ausfüllen</b>	Anforderungsschein und Anamnesedaten
<b>Blut</b>	venöses Blut entnehmen, 7-9ml, gekühlt bis zum Versand lagern, zentrifugieren nur notwendig, wenn anschließend Serum abpipettiert wird
<b>Einsenden</b>	Blut mit Anforderungsschein an das Labor
<b>Befund</b>	kommt ca. 5 Werktage nach Probeneingang per Post in Ihre Praxis, elektronisch vorab möglich

**4** **Unterstützung bei der Ernährungsumstellung der Patienten und Optimierung der Therapie**

- ▶ 140-seitiges ausführliches **Patientenhandbuch**
- ▶ **FOODSensor-App** begleitet die Wiedereinführung von Nahrungsmitteln und liefert aktualisierte Rezepte
- ▶ Kostenfreie **Patienten-Hotline**
- ▶ **Therapieoptimierung:** Fordern Sie nach dem Testergebnis weitere Allergene je nach Befundlage an.



**Ihr Ansprechpartner für Fragen zu Einsendung und Befund**

<b>Labor</b>	 0251 - 208 358 60  info@food-sensor.de
--------------	--